

## CINTA CON INDICACIÓN DE ESTERILIZACIÓN

### INFORMACIÓN GENERAL

- Cinta adhesiva con indicación de esterilización.
- El art. K-1052 se utiliza en autoclave (20 minutos a +121°C, 10 minutos a +125°C o 5 minutos a +135°C); el color blanco de la indicación cambia a marrón. Sin plomo si se conserva correctamente, la cinta con indicación de esterilización se puede utilizar (art. K-1052) hasta 3 años de la fecha de producción y (art. K-1051) hasta 24 meses desde la fecha de producción.
- Ambos productos son conformes a la norma ISO 11140/2005.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Tipo de esterilización	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Ud./bolsa	Ud./caja
K-1051	Método Poupinel (en seco)	50	19	8	48
K-1052	Autoclave	50	19	8	48