

SAMPLE SPRAY

INFORMACIÓN GENERAL

- Mini-envase para pulverizar, dosificar o aplicar pequeñas cantidades de producto.
- Colores envase disponibles: Blanco o transparente.
- Colores tapón disponibles: Transparente, blanco, negro.
- Personalizables.



Máquina para cerrar el SAMPLE-SPRAY2GL-PUSH
(referencia TOOL-SP)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ref.	Capac. (ml)	Diám. int. cuello (mm)	Diámetro (mm)	Altura sin tapón (mm)	Altura con tapón (mm)	Colores envase disponibles	Bombas /Aplicadores disponibles	Material	Ud./caja
SAMPLE-SPRAY2GL-PUSH	2	-	14	-	55	Transparente	Pulverizador a presión de color negro o blanco	Vidrio	5.000
SAMPLE-SPRAY2	2,5	8	11	44	65,7	Natural	Pulverizador roscado de color natural	PP	5.000
SAMPLE-SPRAY3GL-ROSC	3	-	14	-	58,2	Transparente	Pulverizador roscado de color negro o blanco	Vidrio	6.000
SAMPLE-SPRAY 5 Q-29388	5	10	15	-	77	Transparente	Pulverizador roscado. Con tapón protector a presión transparente.	PP, SS	3.000
SAMPLE-SPRAY5GL-ROSC	5	6,8	14	100	119	Natural	Pulverizador roscado. Con tapón protector a presión transparente.	Vidrio	2.184
SAMPLE-SPRAY8NAT	8	12	17	-	97	Natural	Pulverizador roscado. Con tapón protector a presión transparente.	PP	1.000
S-SPRAYGLASS10	10	-	-	78	84	Transparente	Con tapón protector a presión plateado. Envase transparente.	Vidrio	1.254
SAMPLE-SPRAY10	10	10	15	130	-	Natural	Pulverizador roscado. Con tapón protector a presión transparente.	PP	2.000
SAMPLESPRAY10GL-ROSC	10	6,8	14	120	136	Natural	Pulverizador roscado. Con tapón protector a presión transparente.	Vidrio	2.304
SAMPLE-SPRAY12BL SAMPLE-SPRAY12NEG SAMPLE-SPRAY12NAT	12	17	22,5	58	96	Blanco Negro Natural	Pulverizador roscado. Con tapón protector a presión transparente.	PP	1.000
SAMPLE-SPRAY13	13	12	17	110	146	Consultar	Pulverizador roscado. Con tapón protector a presión transparente.	PP	1.152
SAMPLE-SPRAY15	15	17	21	93	120	Natural	Pulverizador roscado. Con tapón protector a presión transparente.	PP	3.000
SAMPLE-SPRAY18NAT	18	12	17	-	169	Natural	Pulverizador roscado. Con tapón protector a presión transparente.	PP	1.000